

CLT55R MASAÜSTÜ DÜŞÜK HIZLI YÜKSEK KAPASİTELİ SOĞUTMALI SANTRİFÜJ

CLT55R Masaüstü Düşük Hızlı Yüksek Kapasiteli Soğutmalı Santrifüj klinik tıp, moleküler biyoloji, hücre kültürü ve diğer endüstrilerde ideal bir cihazdır. Çok çeşitli test tüpü/şişeleri ve mikro plak ile uyumlu olduğundan deneylerin evrenselliğini de büyük ölçüde geliştirir. Kova ve adaptörler otoklavlanabilir.

- ◆ 7 inç dokunmatik ekran, basit ara yüz ve tüm parametreler bir ekranda.
- ◆ 11 Hızlanma ve 12 Yavaşlama (Frenleme) evresi.
- ◆ RCF değeri otomatik olarak hesaplanır.
- ◆ 100 program hafızaya alınır.
- ◆ Daha sonra çalıştırılmak üzere programlanabilen ön-soğutma fonksiyonu sayesinde zaman kazanılır.
- ◆ Çalışma kayıtları otomatik olarak kaydedilir.
- ◆ Dinamik akıllı ısı kontrol teknolojisi ve çift kanallı soğutma sistemi optimize soğutma performansı sunar.

**TEKNİK PARAMETRELER**

Model	CLT55R
Maks. Hız	5500r/min
Maks.RCF	4904xg
Maks.Kapasite	4x750ml
Hız Hassasiyeti	±10r/min
Zaman Ayarlama Aralığı	1min - 99min59s
Sıcaklık Ayarlama Aralığı	-20°C ~ 40°C
Sıcaklık Hassasiyeti	±0.5°C
Soğutma Sistemi	Çevre dostu soğutma (134a)
Gürültü	<65dB(A)
Güç Kaynağı	AC220V±22V 50/60Hz
Toplam Güç	1.6kW
Ölçü (WxDx H)	713x681x398mm
Paketleme Ölçüsü (WxDxH)	860x810x620mm
Net Ağırlık	95kg

