

H165R MASAÜSTÜ YÜKSEK HIZLI SOĞUTMALI SANTRİFÜJ

- ◆ 5 inç HD dokunmatik ekran ve tüm parametreler bir ekranda.
- ◆ Aşırı hızdan korunmak için otomatik başlık tanıma sistemi.
- ◆ Ayrı ön soğutma tuşu. Ön soğutma parametreleri otomatik olarak ayarlanabilir ve kaydedilebilir.
- ◆ Çoklu program seçeneği.
- ◆ 11 Hızlanma (Acc) ve 12 Yavaşlama (Dec) profili.
- ◆ RCF değeri otomatik olarak hesaplanabilir.
- ◆ Aşırı hız, aşırı sıcaklık, aşırı motor ısınması gibi koruma fonksiyonları.

**TEKNİK PARAMETRELER**

Model	H165R
Maks. Hız	16500r/min
Maks. RCF	26054×g
Maks. Kapasite	48×1.5ml
Hız Kontrol Hassasiyeti	±10r/min
Isı Ayarlama Aralığı	-20°C~40°C
Isı Kontrol Hassasiyeti	±1°C
Zaman Aralığı	1min~99min59s
Gürültü Seviyesi	<65dB(A)
Güç Kaynağı	AC220V 50/60Hz
Ölçüler	320×590×270(mm)
Paketleme Ölçüsü	430×780×450(mm)
Ağırlık	42 kg

Başlık	Maks. hız	Maks. RCF	Kapasite
NO1 Sabit başlık	16500	18260	12×1.5/2.2ml
NO2 Sabit başlık	15000	15840	12×5ml
NO3 Sabit başlık	16500	26054	24×1.5ml
NO4 Açılır başlık	13000	16816	24×1.5ml
NO5 Sabit başlık	12000	10920	6×8x0.2ml PCR
NO6 Sabit başlık	13500	19764	24xspin kolonu tüp
NO7 Sabit başlık	14000	22140	30×1.5ml
NO8 Sabit başlık	13000	18525	48×1.5ml

