

H1750R MASAÜSTÜ YÜKSEK HIZLI SOĞUTMALI SANTRİFÜJ

- ◆ 7 inç dokunmatik ekran, basit ara yüz ve tüm parametreler bir ekranda.
- ◆ PID dinamik akıllı ısı kontrol teknolojisiyle VF kompresör.
- ◆ Aşırı hızdan korunmak için otomatik başlık tanıma sistemi.
- ◆ Güvenli işlem için elektronik kapak kilidi.
- ◆ Çoklu program hafızası.
- ◆ 11 Hızlanma (Acc) ve 12 Yavaşlama (Dec) profili.
- ◆ RCF değeri otomatik olarak hesaplanabilir.

**TEKNİK PARAMETRELER**

Model	H1750R
Maks. hız	18500r/min
Maks. RCF	29302×g
Maks. Kapasite	4×100ml
Hız Kontrol Hassasiyeti	±10r/min
Isı Ayarlama Aralığı	-20°C~40°C
Isı Kontrol hassasiyeti	±1°C
Zaman Aralığı	1min~99min59s
Gürültü Seviyesi	<62dB(A)
Güç Kaynağı	AC220V 50/60Hz
Ölçüler	380×660×330(mm)
Paketleme Ölçüsü	480×940×460(mm)
Ağırlık	62kg

Başlık	Maks.hız	Maks. RCF	Kapasite
NO1 Sabit Başlık	17500	29302	24×1.5/2ml
NO2 Sabit Başlık	15000	15840	12×5ml
NO3 Sabit Başlık	13000	17370	12×10ml (1.5ml, 5ml)
NO4 Sabit Başlık	13000	17947	6×50ml
NO5 Sabit Başlık	12000	15292	6×50ml (konik)
NO6 Sabit Başlık	10000	10744	4×100ml
NO7 Sabit Başlık	14000	22140	30×1.5/2ml
NO8 Sabit Başlık	13000	18525	48×1.5/2ml
NO9 Sabit Başlık	13000	16020	6×8×0.2ml (PCR)
NO10 Hematokrit Başlık	13000	17369	24'lü Hematokrit
NO11 Açılır Başlık	13000	16816	24×1.5/2ml
NO12 Sabit Başlık	12000	13200	8×15ml
NO13 Açılır Başlık	5000	3773	4×100ml (10,15,50ml)
NO14 Mikro Plak Başlık	4000	2200	2×2×96
NO15 Sabit Başlık	18500	23797	12×1.5/2ml

